アプリの最新バージョン表

iPad / Macアプリ	最新ver	リリース日	お知らせ	前回
iQalte	ひ ∨4.8.3	2024.10.03	【改良】医療DX加算,その他 P-3~6	
Dental Hub	v4.2.4	2024.09.25	【改良】はぶ夫コード,その他 P-7	
DXR InPut	v1.6.3	2024.08.27		
DXR OutPut	v2.8.1	2024.08.27		
DXR TaKe	v1.7.3	2024.08.27		
CardKit	v1.0.9	2024.08.27		
Macサーバ (PDE)				
PlanetToolBox	v6.6.2	2024.09.25	【新機能】リスク検索+,その他 バックアップ対応P-8.9	
ワークセンター				
LinkToolBox	v1.4.4	2024.09.25	【改良】画像連携 P-9	

青文字リンクをタップすると、アップデートの手順ページを表示します。





アプリの追加リリースのお知らせ

iQalte (2024年10月3日) v4.8.3

【重要:iQalteをご利用の医院様】

9/25にリリースしたiQalte v4.8.2にて、同日再診を算定した場合に会計画面を開く と、保険負担額に不適切な数字が入ってしまう現象が確認されました。

iQalte v4.8.3が不具合修正対応版になりますのでiQalteをご利用の医院様は、アップ デートの実施をお願いいたします。

↓その他の最新リリース情報は次ページ以降でご紹介しています↓




今回のリリースは10月から点数改定される医療DX加算の内容を含めております。

10/1診療開始までに必ずアップデートして事前に設定のご確認をお願いいたします。

○医療DX加算の細分化に対応しました。

10月より加算の点数がマイナ保険証利用率により異なります。 詳しくは厚労省から出ている下記資料をご確認ください。





※「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」 5~8ページ参照(厚労省HPより抜粋)

ご不明な点がございましたら厚労省ポータルサイトへ お問い合わせをお願いいたします。 オンライン資格確認等コールセンター

インプイン貝恰唯総寺コールセンター「0800-080-458」

月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00 土曜日(祝日を除く)8:00~16:00

マイナ保険証利用率は医療機関向け総合ポータルサイトより確認が可能です。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm index

※重要※

医療DX加算の届出設定をされている医院さまは10月より加算点数に影響しますので、必ず事前にご確認と設定をよろしくお願いいたします。

もし設定が遅れて自動算定が漏れた場合は、手動で1件ずつ追加入力が必要になります。

【入力方法】初診の処置を一時的に全て二重線で消して、処置フロー左上の日付を該当日に合わせて「初診」を選択、右上の矢印をタップすると診察料(初診)と一緒に加算が表示されます。 医療DX加算のみ選択して入力してください。その後、2号用紙の二重線を外してください。



<設定方法>

1号メニュー>設定>その他

各医院さまの該当する加算1~3を選択いただき、 OKボタンをタップして設定完了です。

設定後の診療入力より医療DX加算が自動で入力されるようになります。

iQalte 🚺 つづき


○医薬品の自己負担の新たな仕組み(長期収載品の選定療養)について対応しました。 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望 される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。 詳しくは厚労省から出ている資料をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html



iQalteでは投薬入力の際に提供理由を選択する画面を表示するようにしました。 選択した提供理由は摘要コメントとしてカルテに反映されます。

「患者希望のため (一部患者負担あり)」を選択した場合に、特別の料金が算定されます。 イメージは、下記画像をご確認ください。





○Brフローのボタンの名称を改良しました。



○キャッシュレスでお会計があった場合、日計表の備考欄の※にキャッシュレスでの領収額が 記載されるように対応しました。

その日の合計領収額とキャッシュレスでの領収額に差異がない場合は、これまで通り※のみの記載になります。




○訪問□腔リハ(小児訪問□腔リハ)算定時に□腔管理体制強化加算と在宅療養支援歯科診療所 加算1の両方の設定があった場合に併算定不可のため初期値を在宅療養支援歯科診療所加算1 になるように制御しました。

iQalte 🔘 つづき

○1号用紙にQRコードを印刷する設定 が追加されました。

メニュー>設定>印刷

QRコードをDental Hubの「はぶ夫」に見せると、患者さんを探してくれます。当日予約がある場合は予約カードを表示し、当日予約がない場合は、該当患者の詳細画面を表示します。



- ※Dental Hubの「はぶ夫」機能については、6ページのHubの項目を参照してください。
- ○iQalteで出力可能なPDFをDocsに送信することができるようになりました。 プリント画面の共有ボタンを押すと表示されます。
 - ※Docsお申し込みの医院さまのみ、ご利用いただける機能です。








DXR_OutPut>Docs画面

Dental Hub

Hub夫コード(患者引き当て機能)

○はぶ夫くんが「カメレオンコード」(有料、お申し込みの医院さまのみ)だけでなく、 QRコードの読み込みにも対応しました。



\はぶ夫くんができること/

はぶ夫くんは、該当患者を見つけることが得意です

- ・当日該当患者の予約がある場合、予約カードを表示します
- ・当日該当患者の予約が無い場合、患者詳細画面を表示します

読み込み可能なQRコード

- ・iQalteの 1 号用紙に印刷したQRコード (P-2)
- ・PDEの患者検索+画面にあるQRコード作成画面で作成したQRコード (P-4) ※QRコード作成後のPDFを、シールシート出力し、診察券に貼るなどしてご利用可能です。
- ☑ Dental E対応(お申し込みの医院様限定の機能です)
- ○「自動受付」で診察券番号を手動で入力する場合に、受付完了時にも受付音が鳴るように変更 しました。
 - *診察券番号入力受付の場合







患者検索+の「QRコード印刷」

○患者検索+に、「QRコード印刷」を追加しました。これにより、カルテ番号でQRコードの作成が可能になり、PDFデータを印刷することができます。



QRコード作成~印刷例



\ヒント/

活用例①一患者の引き当て シール台紙にQRコードを印刷し、診察券 などに貼ると、Dental Hubの「はぶ夫」 で読み取りが可能になります。 (P-3参照)


活用例2一自動受付

Dental Eをご利用の医院さまでは、スマホをお持ちでない患者様にQRコードを発行(診察券に貼るなど)することで、自動受付が可能になります。



患者検索+の「リスク検索+」

○患者検索+に、「リスク検索+」を追加しました。これにより、リスクデータの入力がある患者を対象とした検索ができるようになりました。



バックアップ

○バックアップ強化のため改良を行いました。



○機能向上のための改良を行いました。