

検査や画像を個別に選択して印刷する



toGo画面



Dental HubのOutPutボタンをタップして移動してきた場合はQuickLookが開くので、toGoに切替える必要があります


ご利用には別途お申し込みが必要です

パターン印刷

個別に検査データや画像を選択するタブ


タブを切替えて自由にデータを選択します（複数選択可）

プレビュー画面で **+** ボタンをタップして、**タブを切替えて印刷したいデータを選択（複数選択可）** します
※パターン印刷を選択した後にタブを切り替えて個別選択することも可能です



次ページへ続く ↓

各データを選択後、OKをタップするとプレビュー表示します
印刷ボタンをタップすると印刷が開始されます



データの並べ替えや印刷方法は、**パターン印刷**と同じです
診断書の**コメント編集**やプレビューイメージへの**描画機能**については青文字をタップして別ページの説明を参照してください

この説明を動画で見るとはこちら [mov](#)