

自動コメントの設定




初期値としてコメントが用意されていますが、自由に編集することができます
12歳未満が子供用、12歳以上が大人用のコメントになります。

分類	ステージ	条件	コメント	
ムシ歯	最初	ALL	全ての人の	歯の状態をイラストで表示しています。
ムシ歯	ムシ歯なし	ALL	ムシ歯の無い人	お口の中にムシ歯はありません。とても良い状態です。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	dm/DMTF がゼロの人	ムシ歯になったことがある人もありません。この状態を維持しましょう。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	dm/DMTF がゼロでない人	ムシ歯と治療済みの歯が##本あります。一度治療した歯は、健康な歯と比べてムシ歯になるリスクが高いため、お口のメンテナンスを続けましょう。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	残存歯数が28本以上の人	残存歯数は##本です。自分の歯で食事や生活ができていて、とても理想的な状態です。歯の健康は、全身の健康と非常に関連性があります。お口のメンテナンスを続けてこの状態を維持しましょう。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	残存歯数が20本以上27本以下の人	残存歯数は##本です。80歳で20本以上の自分の歯を残すことが国の目標になっています。生涯元気でいられるよう、80歳を過ぎてでも健康な自分の歯を保つために、お口のメンテナンスを続けましょう。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	残存歯数が11本以上19本以下の人	残存歯数は##本です。歯を残すことは、健康の秘訣と言われています。1本でも多く歯を残せるよう、お口のメンテナンスを続けましょう。
ムシ歯	メンテ用	メンテ	残存歯数が1本以上10本以下の人	残存歯数は##本です。毎日の生活の中でお口の健康状態を保ち、美味しく食べるためには、自分の歯、人工の歯に関わらず残めることがとても大切です。これらもお口のメンテナンスを続けましょう。

登録されたコメントは、InPutアプリの自動コメントに反映します



診断書のコメント欄に印字されます



編集方法

：コメントメニューから編集したいコメント分類を選択し、該当するコメントを選択します
画面下の編集枠でコメントを編集後、保存ボタンをクリックします

1. 分類を選択

2. 選択

3. 編集

4. 保存

※分類、条件に当てはまるコメントが不要な場合は、本文を削除し空欄のまま保存します
コメント自体を削除することはできません

次ページへ続く↓



検査・表示設定で 診断書に中度区分以下のポケット値を表示 ☒ にチェックを入れている場合の注意


歯周診断書の最初に表示される自動コメントには、不要なコメントが含まれるため、手動で削除しておく必要があります。（3mm以下の数値も表示するため）

削除したコメントは元に戻せませんのでご注意ください。

検査・表示設定＞歯周検査

削除する不要なコメント

- 大人：ポケットの深さが4mm以上になると、数字で表示されます。
- 子ども：ポケットの深さが4mm以上の場合のみ、数字で表示されています。



例) 歯周診断書（大人）

削除方法

：自動コメント

> 診断書（大人）または（子ども）

> 「歯周一最初-ALL-全部の人」の該当コメントを選択し、

不要なコメントを削除します

削除後は、必ず保存ボタンを押して編集内容を保存してください。

